

# Protein Research

您珍貴的樣品...一滴就夠了

## Amicon Ultra 0.5 in 30, 50 and 100KDa

for Protein Applications

>> 直接沿用之前使用 Microcon 時的 Molecular Weight CutOff (MWCO)

for DNA Applications - Large DNA: Plasmids, BACs, genomic DNA


>> 直接沿用之前使用 Microcon 時的 Molecular Weight CutOff (MWCO)

for DNA Applications - Small DNA: PCR (primer removal)

>> 原來使用 Microcon-100 or -50KDa, 現在改用 Amicon Ultra 0.5-30KDa




Microcon 昇級囉 ~




回收率高, 實驗再現性高

樣品為低濃度蛋白時, 回收效果遠比它牌產品好  
採用側邊過濾模, 不易阻塞, 離心時間可大幅縮短



提供真正的 physical dead stop volumn & invert spin  
離心後不用再擔心吸取不到濃縮的樣品  
濃縮後的體積固定15µL, 方便後續實驗樣品濃度的計算



## Amicon Ultra 年終大回饋

凡購買 Amicon Ultra -4 24 支包裝2 盒  
即可獲得 MILLIPORE NT\$1,500 (含稅) 禮券一張

凡購買 Amicon Ultra -15 24 支包裝2 盒  
即可獲得 MILLIPORE NT\$2,800 (含稅) 禮券一張

1. Coupon 限用於下次與同一家經銷商訂購下列產品時使用 (磁珠系列產品, Immobilon-P, Immobilon-HRP, Ab, Amicon Ultra 0.5)
2. 訂貨時請提供經銷商禮券正本, 影印無效
3. Coupon 不可與其他促銷活動共用
4. 一張訂單限用一張 coupon, 一張 coupon 限一次用完, 不可分次使用或找零
5. Coupon 使用期限至 2009 年 12 月 31 日



請洽 Millipore 授權經銷商



美商密理博生命科學股份有限公司 台灣分公司  
www.millipore.com

免付費服務電話: 0800-211-132