

Analytical Sample Prep

NEW

Non-sterile 13mm Overmolded Millex

Color-Coded

- 不同顏色的外環代表不同膜材質，一堆Millex放一起也不易搞混

Lower Hold Up Volume

- 殘留體積 < 15ul, 比以前減少50%, 大幅提高樣品的回收率

Manufactured for Reliable Performance

- 藥廠等級的廠房, 全自動化的製造流程, 提供客戶最高品質的產品

Higher Operating Pressure

- housing pressure 最大可承受 150 psig (10 bar), 可以加快過濾速度

Low Extractables, Low Binding

- pp 材質的 housing 及多種濾膜材質, 提供最寬廣的化學相容性, 過濾樣品或溶劑時, 不必再擔心溶出問題

New PES Membrane


- 想加快樣品過濾的流速, 現在有 PES membrane 可供選擇




| Sample Volume | Filter Size | Hold Up Volume | Filtration Area |
|---------------|-------------|----------------|---------------------|
| < 1 mL | 4 mm | 10 µL | 0.1 cm ² |
| 1-10 mL | 13 mm | <15 µL | 0.8 cm ² |
| 10-100 mL | 25 mm | 100 µL | 3.6 cm ² |
| 10-100 mL | 33 mm | 80 µL | 4.5 cm ² |

For

Dissolution Test



HPLC / UHPLC



MILLIPORE Millex 年終大優惠 (活動至 2009/12/31 止)

首購 **MILLIPORE 非滅菌 Millex** (附其他品牌空盒)
定價買二送一 (200pcs 送 100pcs)

購買 **MILLIPORE 非滅菌 Millex** 或 disc manbrane

> NT\$2,000, 即贈送磁鐵娃娃一隻

> NT\$10,000, 即贈送 glass holder 一個
(xx1004700)

(滿額贈活動不可以與其他促銷活動並行)



滅菌 33mm Millex

除享有特惠價外, 再加碼買二送一

| Pore Size (µm) | Type | Process Volumn | Holdup Volumn | Qty/Pk | 特惠價 (NT) |
|---|------|----------------|---------------|--------|----------|
| 33 mm Diameter | | | | | |
| Millipore Express (PES) Membrane | | | | | |
| 0.22 | GP | 200 mL | < 100 µL | 50 | \$2,000 |
| 0.45 | HP | | | 250 | \$10,000 |
| Durapore (PVDF) Membrane | | | | | |
| 0.22 | GV | 100 mL | < 100 µL | 50 | \$2,250 |
| 0.45 | HV | | | 250 | \$11,250 |



美商密理博生命科學股份有限公司 台灣分公司
www.millipore.com

免付費服務電話: 0800-211-132